商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103





OHAUS*



画像は、商品イメージです。



オーハウス コーポレーション 画像は、商品イメージです。

OHAUS*



オーハウス コーボレーション 画像は、商品本体のイメージです。



画像は、商品の使用イメージです。

オーハウスコーポレーション

高度な研究グレードの 卓上 р H メータ

卓上p H メーター a- A B 4 1 P H- F J P

【測定範囲・分解能】

pH : - 2.00 ~ 16.00 pH • 0.1/0.01 pH

ORP: ± 2,0 0 0.0 mV • 0.1 mV

温度:-5.0~110.0 分解能: 0.1

メーカー販売価格(税抜):¥116,000

販売価格(税抜): ¥82,400

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

オーハウスのAQUASEARCHER™「AB41PH」卓上メータは、信頼性 の高い測定と正確なパフォーマンスを念頭に置いて設計されています。i-S teward

は、繰り返し性と一貫した測定精度で、最大限の安心感を提供します。 大型LCDディスプレイとタッチキーパッドにより、パラメータの変更 、セットアップの実行、校正の実行がスマートフォンを使用するのと同 じくらい簡単になります。

i-Steward機能が一貫した測定精度を保証 多機能タッチキーパッドを装備 自動終点モードと自動バッファ認識 大型の6.5インチの明るいLCDディスプレイ 測定と校正履歴を最大1,000個保存 自立式調整可能な電極ホルダ付

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

帝 口来只	701130989702
商品番号	, 1 11111
メーカー品番	30989702
品名	卓上 p H メーター
型式	a-AB41PH-FJP
pH測定	測定範囲: - 2.00~20.00pH
	分解能 : 0.1/0.0 1/0.0 0 1 pH
	精 度 : ± 0.0 0 2 pH
ORP測定	測定範囲: ± 2,000.0mV
	分解能 : 0.1 mV
	精 度 : ± 0.3 mV
温度測定	測定範囲: - 10.0 ~ 125.0
	分解能 : 0.1
	精 度 : ± 0.3
	校 正 :なし
校正	ポイント :5 ポイントまで
	校正サイン:スローブ/オフセット及びフェーズ
	校正モード:直線性
測定データログ	1,000セット
	時刻と日付のスタンプ
校正データログ	最後の校正
表示	バックライト付 6 . 5 インチ
	セグメント・ドットマトリクスLCD
	静電容量式タッチスクリーン
入力	p H電極:B N C
	温 度 :NTC 3 0 k
電極	・p H 電極 S T 4 1 0
	・温度プローブSTTEMP
動作周囲環境	温度:5~40
	湿度:80%以下・結露なきこと
設置過電圧	Category
汚染	Degree 2
電源	ユニバーサルACアダプタ
	入力:100~240V・200mA・50-60Hz
	出力:1 2 VDC・0.5 A
電圧変動	主電源電圧は、公称電圧の最大10%変動
本体寸法	W 2 1 0 × D 1 4 2 × H 5 1 mm
正味重量	0 . 5 kg
同梱品	・pH電極ST410
	・温度プロープSTTEMP
	・pHバッファーミニキット
	・コンパクト スターラーAS20
	・自立式電極ホルダ
	・ACアダプタ

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 2/4







機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

рΗ 温度 時計 卓上 自動温度補正 RS出力 バックライト 酸化還元電位(ORP)

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 3/4







オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

p H電極 S T 3 5 0 : 3 in 1 補充/詰め替え可能・一体型温度プローブ・ガラスシャフト	¥3,790(税抜)
p H電極 S T 3 2 0 : 3 in 1 補充/詰め替え不可・ゲル電解質・一体型温度プローブ・プラスチックシャフト	¥2,100(税抜)
p H 電極 S T 3 1 0 : 3 in 1 補充/詰め替え可能・一体型温度プローブ・プラスチックシャ	¥3,370(税抜)
p H電極 ST272:プラスチックシャフト	¥1,940(税抜)
p H 電極 S T 2 7 0 : 2 in 1 補充/詰め替え不可・穿孔型・ガラスシャフト	¥2,100(税抜)
p H 電極 ST260:2in1・ガラスシャフト・ダブルソルトブリッジ・Trisバッファ向	¥2,100(税抜)
p H 電極 S T 2 3 0 : 2 in 1 補充・詰め替え可能・ガラスシャフト・混濁サンプル(牛乳、	¥2,100(税抜)
p H 電極 ST210:2in 1 補充/詰め替え可能・プラスチックシャフト	¥1,090(税抜)
p H 電極 S T M I C R O 5 : 2 in 1 補充/詰め替え可能・ガラスシャフト・L 8 0 × 5 mr	¥1,430(税抜)
p H 電極 S T M I C R O 8 : 2 In 1 補充・詰め替え可能・ガラスシャフト・L 1 5 0 × 8 mm・チューブや3	· 浃い容器向,430(税抜)
p H電極 S T S U R F : 2 in 1 補充/詰め替え可能・プラスチックシャフト・平面アプリケ	¥3,530(税抜)
p H電極 S T P U R E : 2 in 1 補充/詰め替え可能な pH 電極、ガラスシャフト、純水サンプル向けSTPURE	¥3,200(税抜)
p H電極 S T 4 1 0 : ガラスシャフト	¥3,200(税抜)
ORP電極 STORP2:補充/詰め替え可能・ガラスシャフト	¥13,040(税抜)
ORP電極 STORP1:補充/詰め替え不可・ゲル電解液・プラスチックシャフト	¥7,830(税抜)
銀/塩化銀リファレンス電極 STRF1:ガラスシャフト	¥15,650(税抜)
温度プローブ STTEMP30:30k ・ステンレスシャフト	¥840(税抜)
電極ホルダ A B 3 3 / A B 4 1	¥13,970(税抜)
Stirrer Compact A S 2 0	¥27,850(税抜)
普通紙対応コンパクトプリンタ SF40A:RSケーブル付属	¥67,910(税抜)
テスターBNC AB33 AB41	¥49,560(税抜)
pHバッファ pH 1.6 8・2 5 0 ml	¥3,700(税抜)
p H バッファ p H 4.0 1 ・ 2 5 0 ml	¥5,810(税抜)
pHバッファ pH 6.86・250ml	¥4,960(税抜)
pHバッファ pH7.00・250ml	¥4,960(税抜)
pHバッファ pH 9.1 8・2 5 0 ml	¥4,960(税抜)
pHバッファ pH 1 0.0 1・2 5 0 ml	¥4,960(税抜)
p H バッファ p H 1 2.4 5・2 5 0 ml	¥4,960(税抜)
pH電極用リファレンス電解液 3M・KC1溶液飽和AgCI・30ml	¥4,960(税抜)
pH電極保護液 3M・KCl・125ml	¥13,040(税抜)
導電率標準溶液 8 4 μ S/cm 2 5 0 ml	¥14,810(税抜)
導電率標準溶液 5 0 0 ?S/cm・2 5 0 ml	¥27,010(税抜)
導電率標準溶液 1,4 1 3 μ S/cm · 2 5 0 ml	¥6,730(税抜)
導電率標準溶液 1 2.8 8 mS/cm・2 5 0 ml	¥8,750(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 4/4







