商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103

2 g単位の高精度測定





TANITA



TANITA

Made in Japan 日本製 画像は、商品イメージです。

株式会社 写二写

前の画像より

ひょう量: 15kg

(株)タニタ

量:2g:0~6kg・5g:6~15kg

高精度ベビースケール BD-815

メーカー販売価格(税抜):¥98,000

販売価格(税抜): ¥76,760

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。 お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

 こちらの製品は運送便の都合上、個人宅への配送 ができません。ご注文の際は送付先ご住所の法人名・屋号などを必ず明 記してください

タニタデジタルベビースケール B D-8 1 5 は、2g単位の高精度で体重 測定が可能です。しかも、赤ちゃんが安心できるゆったりサイズの乳児 皿と、ガタつかない設計は、安定感抜群です。

高精度2g単位の計測が可能 6 kgまで 2 gで、 1 5 kgまでは 5 g単位 オートパワーオフ機能 風袋機能付 見やすいバックライト付液晶表示 ACアダプタと乾電池の両電源に対応 R S-2 3 2 Cポート(出力専用)付 オプションプリンタ接続可能 体重の証明用に使用可能な検定付

ご注文時には、使用地区をご指定下さい。

画像は、商品イメージです。

TANITA



画像は、体重測定のイメージです。

株式会社 47 二 47 画像は、操作部のイメージです

ゼロボタン

TANITA



ソフトマットやバスケット(乳児皿)は 取り外して洗えます。




仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100000022			
	100900032			
品名	高精度ベビースケール			
型式	B D - 8 1 5			
ひょう量	15,000g			
目量(最小表示)	2 g : 0 ~ 6,0 0 0 g			
	5g: 6,000 ~ 15,000g			
最小測定量	4 0 g: 目量 2 gの時			
Web refer foot foot	1 0 0 g: 目量 5 gの時			
精度等級	3級			
型式承認番号	第D1921号			
最大風袋引き量	2 kg			
拡張目量	1g:体重証明外 1			
はかり仕様	[目量はかり:自動切替 2			
計量方式	電気抵抗線式はかり			
表示	バックライト(オレンジ)付液晶表示 3			
	文字高:約23.4mm			
電源	A C アダプタ: D C 9 V			
	単 3 形乾電池× 4 本(別売): D C 6 V			
消費電流	5 0 mA: A C アダプタ使用時			
	4 0 mA:乾電池使用時			
消費電力	0 . 5 W 以下: A C アダプタ使用時			
	0 . 3 W 以下: A C アダプタ使用時			
オートパワーオフ	切替可能:15分/30分/45分/60分/連続			
外部インターフェイス	R S-2 3 2 C 出力:出力専用			
	Dサブ9ピン・メス			
通信仕様	通信規格:EIA RS-232C準拠			
	通信方式:調歩同期式			
	信号速度: 9,6 0 0 bps			
	データビット長:8 ビット			
	パリティ:なし(NONE)			
	ストップビット:1 ビット			
	ターミネーター:CR+LF			
	フロー制御:なし			
使用温度範囲	5 ~ 3 5			
保管温度範囲	- 1 0 ~ 5 0			
本体寸法	W 6 0 0 × H 1 5 7 × D 4 0 4 mm			
本体質量	約4.6kg			
個装箱寸法	W 6 5 5 × H 2 0 0 × D 4 5 3 mm			
個装箱質量	約7.5 kg			
付属品	取扱説明書(保証書付き)			
	専用ACアダプタ			
	お試し用電池:単3形乾電池×4本 4			
	ソフトマット・ソフトマット説明用紙			
	身長計シール: 5 5 cm			
JANコード	49 04785 00509 9			

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251126 ページ 2/4







製造国日本

- 1. 拡張目量は、取引証明行為に使用できません。
- 2 6,000gを超えて計量すると、自動で目量5gモードになります。真のゼロに戻るまで、目量5gのままです。
- 3. バックライトは、ACアダプタ使用時のみ点灯します。
- 4.付属の電池は、お試し用の為、寿命が短い場合があります。
- 5.マンガン乾電池とアルカリ乾電池の併用はしないで下さい。 故障の原因になります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	電池	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示
R S 出力	内蔵ブザー	A C アダプタ	オートパワーオフ	表示ホールド
授乳量測定				

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251126

ページ 3/4







オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

OP-201 感熱式プリンタセット

¥73,000(税抜)

BD-815専用ソフトマット

¥9,000(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251126

ページ 4/4







