



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com



写真は、シリーズ代表画像です。



写真は、ユニブロックのイメージです。

。

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

株島津製作所

高速応答・高安定性を実現
分析天びんの新たなステージへ

株島津製作所 分析天びん AP125WD 校正分銅内蔵型 S321-74000-16

ひょう量：51g / 120g

最小表示：0.01mg / 0.1mg

最小計量値：20mg 1 2

感度調整用分銅：内蔵

メーカー販売価格（税抜）：¥450,000

販売価格（税抜）：¥428,594

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

SHIMADZUの「分析天びん A P Wシリーズ」は、重量検出機構と制御処理の改良により、計量の安定性と繰り返し性を向上しました。Uni Bloc APIは、高度なシュミレーション技術により更に進化しました。
高速応答・高安定性を実現 分析天びんの新たなステージへ

迅速な計量で作業効率大幅アップ
多彩なアクセサリ・オプション
ユーザーをサポートする多彩な機能
見やすい有機ELディスプレイ
USB標準装備で広がる拡張性

1 値は風防内部プレートを設置して試験した結果です。

風防内部プレートは、オプションです。

2 日本薬局方 J P 9.6.2・米国薬局方 U S P 4.1・欧州薬局方 P h . E u r . 2.1.7 準拠。

当社工場にてひょう量の約5%の分銅を用いた試験で満たされる値です

。

最小計量値は据付環境に影響されるため、実際の使用環境にて測定する必要があります。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|-----------------|---|
| 商品番号 | 100300002 |
| メーカー品番 | S321-74000-16 |
| 商品名 | 分析天びん |
| 形名 | A P 1 2 5 W D |
| ひょう量 | 1 2 0 / 5 2 g |
| 最小表示 | 0.1 / 0.0 1 mg |
| 感度調整用分銅 | 内蔵 1 |
| 外部分銅による | 可能 |
| 感度調整 | 推奨分銅値 : 1 0 0 g |
| 繰返し性 | 0.1 mg / 0.0 2 mg |
| ひょう量負荷時 | 2 |
| 繰り返し性 | 0.0 1 mg |
| 低荷重時 : 約 5 % 荷重 | 2 3 |
| 最小計量値 | 2 0 mg 2 3 |
| 直線性 | ± 0.2 mg / ± 0.0 5 mg |
| 微量計量における | 約 2 秒 4 5 |
| 表示応答時間 | |
| 応答時間 | 2 秒 / 約 8 秒 5 |
| 使用温湿度範囲 | 温度 : 5 ~ 4 0 湿度 : 2 0 ~ 8 5 % 6 |
| 感度の温度係数 | ± 2 ppm / : 1 0 ~ 3 0 |
| 皿の大きさ | 約 9 1 mm |
| 本体外形寸法 | 約 W 2 1 3 × D 4 1 1 × H 3 4 5 mm |
| 本体重量 | 約 7.9 kg |
| 表示方式 | 有機 E L 表示器 : ドットマトリックス |
| 定格電源 | D C 1 2 V · 1.0 A |
| 入力電源 | A C 1 0 0 V · 3 1 0 mA · 5 0 / 6 0 Hz 7 |
| 汚染度 | 2 |
| 過電圧カテゴリー | |
| 高度 | 2 0 0 0 mまで |
| 設置環境 | 屋内使用に限る |
| 入出力端子 | R S - 2 3 2 C : D - sub 9 P プラグ U S B ホスト : Type A U S B デバイス : Type B イオナイザ |
| 付属品 | 電源ユニット・A C アダプタ 取扱説明書・取扱説明書簡易版 スマートホルダ など |



- 内蔵分銅を2つ標準装備。くわしくは、商品説明をご参照下さい。
 - 当社出荷検査条件による。
 - 日本薬局方JP9.62・米国薬局方USP41・欧州薬局方Ph.Eur.
- 2.1.7 準拠。当社工場にてひょう量の約5%の分銅を用いた試験で満たされる値です。
最小計量値は据付環境に影響されるため、実際の使用環境にて測定する必要があります。
- 微量はかりとり(1mg)における追加した試料量の90%の値を表示するまでの時間。
 - 応答時間は代表値です。
 - 結露しないこと。
 - 入力電源は予告なく変更することがあります。
 - 記載の部品番号・仕様などは、予告なく変更することがあります。最新の情報は、メーカーホームページを参照ください。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|--------|---------|---------|------------|---------|
| プリンタ連動 | 校正用分銅内蔵 | 計数モード | %モード | R S出力 |
| リミット機能 | 内蔵ブザー | A Cアダプタ | 有機ELディスプレイ | U S B出力 |
| 比重測定 | 床下秤量 | 動物計量 | オートテア | 加算・累積機能 |
| 時計機能 | 表示ホールド | 感度調整機能 | 完全自動校正 | 単位登録 |
| タイマCAL | カラット | もんめ | 風防付 | 電磁平衡式 |



業務用はかり専門サイト
はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|---|---------------|
| 島津製作所 ACアダプタ UW-V専用（本体に標準付属）S321-73469 | 見積もり依頼をしてください |
| 島津製作所 RS IO変換ケーブル(EP-80/90用)AUW-D/AUW/AUX/AUY/ATX/ATY/S321-75705-41 | ¥ 16,400 (税抜) |
| (株)島津製作所 USBケーブルセット 2m：コア付・AUW-D/AUW/AUX/AUY/ATX/ATY・MOC6 | ¥ 12,000 (税抜) |
| (株)島津製作所 比重測定キット SMK-601 AP W-AD/AP W/AP X/AP Y/S321-60550-03 | ¥ 63,011 (税抜) |
| (株)島津製作所 表示部保護カバー 5枚セット AP : S321-73668-01 | ¥ 3,280 (税抜) |
| 島津製作所 AP用風防内部プレート S321-74150-01 | 見積もり依頼をしてください |
| (株)島津製作所 スマートホルダ：分析天びん用 S321-74525-01 | ¥ 28,300 (税抜) |
| (株)島津製作所 多機能プリンタ EP-110 有機ELディスプレイ表示付 S321-73900-12 | ¥ 83,956 (税抜) |
| (株)島津製作所 低価格プリンタ EP-100 S321-73900-11 | ¥ 66,281 (税抜) |
| (株)島津製作所 イオナイザ STABLO-AP S321-73700-01 | ¥ 81,305 (税抜) |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

