



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

TANITA
Healthy Weighing for Happiness

家庭用

株タニタ

授乳量をはかって楽しく育児

デジタルベビースケール

B B - 1 0 5 - I V(アイボリー)：授乳量機能付

体重計量範囲：0～20kg

体重最小表示：5g：0～8kg・10g：8～20kg

授乳量表示範囲：-9,999～15,000g

授乳量最小表示：1g

メーカー販売価格（税抜）：オープン価格

販売価格（税抜）：¥13,500

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

タニタ授乳量機能付デジタルベビースケールB-105は、授乳量を授乳前後の赤ちゃんの体重の差から計算します。

「母乳をどれくらい飲んでいるか分からない」というママの不安を解消します。そして、授乳量は1g単位で測定できるので、ミルクの摂取量を細かく把握できます。

また、体重は、8kgまで5g単位、20kgまで10g単位で測定できるので、赤ちゃんが大きくなっても使えます。

授乳量を1g単位で表示するので母乳育児に最適。

日々の体重の増加が最小5g単位でわかる。

赤ちゃんに優しい、ひやっとしないやわらかマット付き。

日々の体重変化をしっかりとはかれる5g単位の測定。

体重は8kgまで5g単位、20kgまで10g単位で測定。

家庭用・取引証明以外用



画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。

株式会社 タニタ

TANITA
Healthy Weighing for Happiness



株式会社 タニタ

画像は、やわらかマットの取り外しイメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100900039
品名	デジタルベビースケール
型式	B B - 1 0 5 - I V
体重計量範囲	0 ~ 2 0 , 0 0 0 g
体重最小表示	5 g : 0 ~ 8 kg 1 0 g : 8 ~ 2 0 kg
授乳量表示範囲	1 - 9 , 9 9 9 ~ 1 5 , 0 0 0 g
授乳量最小表示	1 g
表示	液晶表示 文字高：約 2 6 mm
電源	単 3 形アルカリ乾電池 R 6 × 4 本
消費電力	最大 3 0 mA
電池寿命	約 1 年：1 日 1 0 回使用の場合
本体寸法	W 5 8 0 × H 9 3 × D 3 9 0 mm
本体質量	約 2 . 2 kg : 乾電池、マット含む
個装箱寸法	W 6 1 7 × H 1 1 7 × D 4 0 5 mm
個装箱質量	約 3 . 2 kg
付属品	取扱説明書(保証書付き)・マット お試し用電池：単 3 形乾電池 R 6 × 4 本 2
J A N コード	49 04785 81685 5
製造国	中国

1. 授乳量は、計算値です。目安としてお使い下さい。

授乳量は、体重が 2 , 0 0 0 g 以上の場合に表示されます。

2. 付属の電池は、お試し用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

電池

液晶表示

表示ホールド

授乳量測定



商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト
はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)