TANITA

家庭用

(株)タニタ

nömeta.



デジタルベビースケール

授乳量をはかって楽しく育児

テシタルベビースケール BB-105-IV(アイボリー):授乳量機能付

画像は 商品イメージです.

<sub>株式会社</sub> **写二 写** 画像は、商品イメージです。 体重計量範囲: 0 ~ 2 0 kg

体重最小表示: 5g: 0~8kg・10g:8~20kg

授乳量表示範囲: - 9,999~15,000g

授乳量最小表示: 1g

メーカー販売価格(税抜):オープン価格

販売価格(税抜): ¥13,500

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

タニタ授乳量機能付デジタルベビースケールBB-105は、授乳量を授 乳前後の赤ちゃんの体重の差から計算します。

「母乳をどれくらい飲んでいるか分からない」というママの不安を解消します。そして、授乳量は1g単位で測定できるので、ミルクの摂取量を細かく把握できます。

また、体重は、8 kgまで 5 g単位、2 0 kgまで 1 0 g単位で測定できるので、赤ちゃんが大きくなっても使えます。

授乳量を1g単位で表示するので母乳育児に最適。

日々の体重の増加が最小5g単位でわかる。

赤ちゃんに優しい、ひやっとしないやわらかマット付き。


日々の体重変化をしっかりとはかれる5g単位の測定。

体重は8kgまで5g単位、20kgまで10g単位で測定。

家庭用・取引証明以外用

## TANITA





画像は、やわらかマットの取り外しイメージです。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100900039
品名	デジタルベビースケール
型式	BB-105-IV
体重計量範囲	0 ~ 2 0,0 0 0 g
体重最小表示	5 g : 0 ~ 8 kg
	1 0 g : 8 ~ 2 0 kg
授乳量表示範囲 1	- 9,9 9 9 ~ 1 5,0 0 0 g
授乳量最小表示 1	1 g
表示	液晶表示
	文字高:約26mm
電源	単 3 形アルカリ乾電池 R 6 × 4 本
消費電力	最大 3 0 mA
電池寿命	約1年:1日10回使用の場合
本体寸法	W 5 8 0 × H 9 3 × D 3 9 0 mm
本体質量	約2.2 kg: 乾電池、マット含む
個装箱寸法	W 6 1 7 × H 1 1 7 × D 4 0 5 mm
個装箱質量	約3.2 kg
付属品	取扱説明書(保証書付き)・マット
	お試し用電池:単3形乾電池 R 6 × 4本 2
JANコード	49 04785 81685 5
製造国	中国

- 1.授乳量は、計算値です。目安としてお使い下さい。 授乳量は、体重が2,000g以上の場合に表示されます。
- 2. 付属の電池は、お試し用の為、寿命が短い場合があります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

電池 液晶表示 表示ホールド 授乳量測定

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251118

ページ 2/2



はかり南店







