

TANITA

家庭用

(株)タニタ

授乳量をはかって楽しく育児

デジタルベビースケール

B B - 1 0 5 - I V (アイボリー) : 授乳量機能付

体重計量範囲 : 0 ~ 2 0 kg

体重最小表示 : 5 g : 0 ~ 8 kg ・ 1 0 g : 8 ~ 2 0 kg

授乳量表示範囲 : - 9 , 9 9 9 ~ 1 5 , 0 0 0 g

授乳量最小表示 : 1 g

メーカー販売価格 ( 税抜 ) : オープン価格

**販売価格 ( 税抜 ) : ￥ 13,500**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

タニタ授乳量機能付デジタルベビースケール B B - 1 0 5 は、授乳量を授乳前後の赤ちゃんの体重の差から計算します。

「母乳をどれくらい飲んでいるか分からない」というママの不安を解消します。そして、授乳量は 1 g 単位で測定できるので、ミルクの摂取量を細かく把握できます。

また、体重は、8 kg まで 5 g 単位、2 0 kg まで 1 0 g 単位で測定できるので、赤ちゃんが大きくなってでも使えます。

授乳量を 1 g 単位で表示するので母乳育児に最適。

日々の体重の増加が最小 5 g 単位でわかる。

赤ちゃんに優しい、ひやっとしないやわらかマット付き。

日々の体重変化をしっかりとわかる 5 g 単位の測定。

体重は 8 kg まで 5 g 単位、2 0 kg まで 1 0 g 単位で測定。

家庭用・取引証明以外用



nömëta.

画像は、商品イメージです。



nömëta.

画像は、商品イメージです。

株式会社 **タニタ**

TANITA



株式会社 **タニタ**

画像は、やわらかマットの取り外しイメージです。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|           |  |
|-----------|--|
| 商品番号      | 100900039                                      |
| 品名        | デジタルベビースケール                                    |
| 型式        | B B-1 0 5-I V                                  |
| 体重計量範囲    | 0 ~ 2 0,0 0 0 g                                |
| 体重最小表示    | 5 g : 0 ~ 8 kg<br>1 0 g : 8 ~ 2 0 kg           |
| 授乳量表示範囲 1 | - 9,9 9 9 ~ 1 5,0 0 0 g                        |
| 授乳量最小表示 1 | 1 g  |
| 表示        | 液晶表示<br>文字高：約 2 6 mm                           |
| 電源        | 単 3 形アルカリ乾電池 R 6 × 4 本                         |
| 消費電力      | 最大 3 0 mA                                      |
| 電池寿命      | 約 1 年：1 日 1 0 回使用の場合                           |
| 本体寸法      | W 5 8 0 × H 9 3 × D 3 9 0 mm                   |
| 本体質量      | 約 2.2 kg：乾電池、マット含む                             |
| 個装箱寸法     | W 6 1 7 × H 1 1 7 × D 4 0 5 mm                 |
| 個装箱質量     | 約 3.2 kg                                       |
| 付属品       | 取扱説明書(保証書付き)・マット<br>お試用電池：単 3 形乾電池 R 6 × 4 本 2 |
| J A Nコード  | 49 04785 81685 5                               |
| 製造国       | 中国   |

- 授乳量は、計算値です。目安としてお使い下さい。  
授乳量は、体重が 2,0 0 0 g 以上の場合に表示されます。
- 付属の電池は、お試用の為、寿命が短い場合があります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

電池

液晶表示

表示ホールド

授乳量測定

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

