



画像は、商品イメージです。



画像は、使用イメージです。

(株)エー・アンド・デイ

## AD-1673 バランスエンクロージャー

**販売価格(税抜)：見積もり依頼をしてください**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

高生理活性物質、抗ガン剤等のクロスコンタミ防止と安全な計量に。計量時に発生する浮遊粒子をエアフローで装置内へ封じ込め、有毒な物質から作業者を守ります。同時に分析天びんの表示を安定させます。

- ・ H E P A / U L P A フィルタにより粒子をトラップ
- ・ 使用済みのフィルターは、ユーザーで簡単に交換可能
- ・ 感度の高い分析天びんでも安定した計量が可能
- ・ 写真内の天びん等は、商品に含みません。
- ・ 別途、送料/設置調製料金がかかります。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号

300500007

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

