

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください







メトラー・トレド(株)

イオナイザ ASK350

販売価格(税抜):見積もり依頼をしてください

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

軽量サンプルや風袋容器から少量の静電気を除去 天びんの横に自由に置くことができ、静電気を放電させるには、サンプ ルまたは容器をイオナイザーの前に通します。

互換性のある天びん LA分析天びん MA分析天びん MR分析天びん MX分析天びん

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号

301330893023



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251118

ページ 2/2





商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

